

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl10A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Número do item: CM0027989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RPL10A humano (proteína ribossomal L10a), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de tradução e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL10A Rabbit pAb
Observações/Apelido	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4736
ID do Gene	4736
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do RPL10A humano (NP_009035.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62906
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo