


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rpl11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Número do item: CM0005920



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RPL11 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de ribossomos e estudos da via p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL11 Rabbit mAb
Observações/Apelido	L11, uL5, DBA7, GIG34
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6135
GeneID	6135
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 de RPL11 (NP_000966.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62913
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de Gelo