


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Número do item: CM0030103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RPL11 humano (proteína da subunidade ribossomal grande uL5), validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para estudos de biogênese de ribossomos, síntese proteica e sinalização de p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL11 Rabbit pAb
Observações/Alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6135
GeneID	6135
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-177 de RPL11 (NP_001186731.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62913
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo