


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Rpl13A Para Wb, Elisa - P40429

Número do item: CM0018767



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RPL13A (uL13) humano. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com espécies humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de função ribossomal, regulação da tradução e complexo GAIT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL13A Coelho pAb
Observações/Alias	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23521
GeneID	23521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 da RPL13A humana (NP_036555.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40429
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo