


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl14 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50914

Número do item: CM0027687



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RPL14 para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Proteína ribossômica eL14 de 23kDa, localizada no citoplasma. Imunogênio recombinante. Ideal para estudos de síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL14 Coelho pAb
Observações/Apelidos	L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9045
GeneID	9045
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 da RPL14 humana (NP_003964.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50914
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo