


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Rpl17 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18621

Número do item: CM0026468



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL17 humano (proteína ribossomal 60S L17, apelido L17, PD-1, uL22) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteínas ribossomais e estudos de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL17 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6139
GeneID	6139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 da RPL17 humana (NP_000976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18621
Peso da Proteína	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo