


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl18 Para Wb, Elisa - Q07020

Número do item: CM0013068



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RPL18 humano (proteína ribossômica L18 da subunidade 60S). Validado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da biogênese ribossômica, síntese proteica e anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL18 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L18; eL18; DBA18; RPL18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6141
ID do Gene	6141
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-188 de RPL18 humano (NP_000970.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07020
Peso da Proteína	22 kDa
Transporte	Embalagem de gelo