


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl18A Para Wb E Elisa - Q02543

Número do item: CM0023581



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL18A humano (proteína ribossomal 60S L18a/eL20), validado para Western blot e ELISA. Detecta níveis endógenos em amostras de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de biologia ribossomal e controle traducional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL18A Rabbit pAb
Observações/Apelido	L18A; eL20; RPL18A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6142
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-176 do RPL18A humano (NP_000971.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02543
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo