


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl19 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84098

Número do item: CM0023687



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL19 humano (proteína ribossomal 60S L19). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos ribossomais e de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL19 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L19; eL19; RPL19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6143
GeneID	6143
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RPL19 humano (NP_000972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84098
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo