


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl21 - P46778

Número do item: CM0017868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho RPL21 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece RPL21 humano, de camundongo e de rato. Útil para estudar a função ribossômica e a síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL21 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L21; eL21; HYPT12; RPL21
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6144
GeneID	6144
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do RPL21 humano (NP_000973.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46778
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo