

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl23 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62829

Número do item: CM0028856



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RPL23 humano (proteína ribossomal 60S L23), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para estudos de biologia do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL23 pAb Coelho
Observações/Apelido	L23; uL14; rpL17; RPL23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9349
GeneID	9349
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do RPL23 humano (NP_000969.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62829
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo