


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl23A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62750

Número do item: CM0026133



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL23A humano (proteína ribossômica 60S L23a), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em ribossomos e estudos sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RPL23A Rabbit pAb
Observações/Apelido	L23A; uL23; MDA20; RPL23A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6147
GeneID	6147
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 da RPL23A humana (NP_000975.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62750
Peso Proteico	18kDa
Envio	Em saco de gelo