

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl24 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P83731

Número do item: CM0015039



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a RPL24 humana (proteína ribossomal L24). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta RPL24 humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL24 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L24; eL24; HEL-S-310; RPL24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6152
GeneID	6152
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-157 da RPL24 humana (NP_000977.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P83731
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo