


Anticorpo Monoclonal Anti-Rpl26 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P61254

Número do item: CM0009618



introdução

RPL26 Rabbit mAb é um anticorpo monoclonal recombinante validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece RPL26 humano, de rato e de ratazana (proteína ribossômica L26 da subunidade 60S), um componente central da subunidade ribossômica grande.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPL26 Rabbit mAb
Observações/Alcunha	L26; uL24; DBA11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6154
GeneID	6154
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 do RPL26 humano (NP_000978.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato, ratazana
SWISS	P61254
Peso molecular	17 kDa
Transporte	Bolsa de gelo