


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl26 (Rpl26/Ul24) Para Wb, If/Icc, Elisa - P61254

Número do item: CM0022517



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a proteína RPL26 humana (proteína uL24 da subunidade ribossomal grande), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, tornando-o uma ferramenta útil para estudos ribossomais e de síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL26 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L26; uL24; DBA11; RPL26
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene	6154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-95 da RPL26 humana (NP_000978.1)
Fonte (Hospedeiro)	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61254
Peso Molecular da Proteína	17kDa
Envio	Em bolsa de gelo