

Anticorpo Monoclonal Anti-Rpl26L1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Unx3

Número do item: CM0010495

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RPL26L1 (uL24-like) humano, que detecta uma proteína ribossômica de 17 kDa. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL26L1 Rabbit mAb
Observações/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51121
GeneID	51121
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da RPL26L1 humana (Q9UNX3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNX3
Peso Molecular da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo