

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rpl26L1 Para Wb & Elisa - Q9Unx3

Número do item: CM0030884

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao RPL26L1 humano (proteína ribossômica uL24-like), reativo em aplicações de WB e ELISA. Ideal para estudar a estrutura do ribossomo, síntese proteica e função da uL24 na biologia da subunidade grande.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL26L1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51121
ID do Gene	51121
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 da RPL26L1 humana (NP_057177.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNX3
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo