


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl3 Para Wb, Elisa - P39023

Número do item: CM0026292



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-RPL3 para WB e ELISA. Reconhece a proteína uL3 da subunidade ribossômica grande humana e de murino (RPL3, TARBP-B). Ideal para estudos de montagem de ribossomos e tradução. P39023.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RPL3
Observações/Apelido	L3; uL3; ASC-1; TARBP-B; RPL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6122
ID do Gene	6122
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do RPL3 humano (NP_000958.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P39023
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo