

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl30 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62888

Número do item: CM0017188



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína ribossomal L30 humana (RPL30). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL30 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L30; eL30; RPL30
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6156
GeneID	6156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 do RPL30 humano (NP_000980.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62888
Peso Proteico	13 kDa
Envio	Em bolsa de gelo