

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl31 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62899

Número do item: CM0020018



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL31 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a proteína ribossômica 60S L31 (14 kDa). Ideal para estudos de ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	RPL31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L31; eL31; RPL31
Espécie	Humano
GeneID	6160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 5-105 do RPL31 humano (NP_000984.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62899
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo