


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl32 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62910

Número do item: CM0013836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RPL32 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta RPL32 humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de proteínas ribossômicas e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL32 Rabbit pAb
Observações/Alias	L32; eL32; PP9932; RPL32
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6161
GeneID	6161
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 da RPL32 humana (NP_000985.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P62910
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo