


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl36A Para Wb, Elisa - P83881

Número do item: CM0016217



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RPL36A humana (eL42, L44L). Validado para Western blot e ELISA. Adequado para análise de proteínas ribossomais, crescimento celular e pesquisa de migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL36A Coelho pAb
Observações/Apelido	L36A; L44L; MIG6; eL42; RPL44; RPL36A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6173
ID do Gene	6173
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-142 da RPL36A humana (NP_066357.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P83881
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo