


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl37 Para Wb, Elisa - P61927

Número do item: CM0019248



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a proteína ribossomal 60S humana L37 (RPL37), validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ribossomos e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL37 Coelho pAb
Observações/Alias	L37; eL37; RPL37
Espécie	Humano
ID do Gene	6167
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-97 da RPL37 humana (NP_000988.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61927
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo