


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl38 Para Wb, Elisa - P63173

Número do item: CM0017150



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para a proteína ribossômica humana L38 (RPL38). Validado para WB e ELISA, detecta banda de 8kDa. Essencial para estudos sobre estrutura de ribossomos, tradução e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL38 Rabbit pAb
Observações/Alias	L38; eL38; RPL38
Espécie	Humana
ID do Gene	6169
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da RPL38 humana (NP_000990.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P63173
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Bolsa de gelo