


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl39 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62891

Número do item: CM0020427



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à RPL39 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecção específica da proteína ribossomal L39 de 60S (6kDa), ideal para pesquisa ribossomal e estudos de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL39 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6170
GeneID	6170
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-51 da RPL39 humana (NP_000991.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P62891
Peso Proteico	6kDa
Envio	Bolsa de Gelo