


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P36578

Número do item: CM0027633



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RPL4 (uL4) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos de proteínas ribossômicas em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L4; uL4; RPL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do RPL4 humano (NP_000959.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36578
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo