


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46777

Número do item: CM0020676



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RPL5 validado para Western Blot, Imuno-histoquímica-Parafina e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa da proteína ribossômica L5/uL18.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL5 pAb Coelho
Observações/Apelido	L5; uL18; MSTP030; PPP1R135; RPL5
Espécie	Humano
GeneID	6125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do RPL5 humano (NP_000960.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46777
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo