

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02878

Número do item: CM0015049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL6 para WB, IF/ICC, ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Componente da grande subunidade ribossômica, envolvido na síntese proteica e na ligação ao elemento responsivo à Tax do HTLV-I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPL6 Rabbit pAb
Observações/alias	L6; eL6; TXREB1; SHUJUN-2; TAXREB107; RPL6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6128
GeneID	6128
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 188-288 do RPL6 humano (NP_000961.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q02878
Peso da proteína	33 kDa
Transporte	Bolsa de gelo