


Anticorpo Monoclonal Anti-Rpl7A Para Wb, Elisa - P62424

Número do item: CM0002991



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o RPL7A humano (eL8, SURF3), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de proteínas ribossômicas no citoplasma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL7A Rabbit mAb
Observações/Apelido	L7A; eL8; TRUP; SURF3; polipeptídeo PLA-X; RPL7A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do RPL7A humano (P62424).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62424
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Saco de gelo