


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl7A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Número do item: CM0018195



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL7A humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteínas ribossômicas e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL7A pAb de Coelho
Observações/Apelido	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Espécie	Humano
ID do Gene	6130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-266 do RPL7A humano (NP_000963.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62424
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo