

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl7A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Número do item: CM0016437



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL7A validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a proteína ribossômica L7a da subunidade 60S (eL8), um componente central da subunidade ribossômica grande, essencial para a síntese proteica celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL7A pAb de Coelho
Observações/Apelidos	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6130
ID do Gene	6130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-266 da RPL7A humana (NP_000963.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62424
Peso da Proteína	30 kDa
Transporte	Gelo