

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62917

Número do item: CM0016693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RPL8 (proteína da subunidade ribossomal grande uL2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia de ribossomos e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL8 Rabbit pAb
Observações/Alias	L8; uL2; RPL8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6132
GeneID	6132
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-257 da RPL8 humana (NP_000964.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62917
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo