


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl9 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Número do item: CM0027551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido à proteína ribossômica humana L9 (RPL9), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em biogênese de ribossomos e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL9 Rabbit pAb
Observações/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6133
ID do Gene	6133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-192 da RPL9 humana (NP_000652.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P32969
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de gelo