

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl9 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Número do item: CM0014480



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL9 humano (proteína ribossomal 60S L9/uL6) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de ribossomos e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6133
ID do Gene	6133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-192 do RPL9 humano (NP_000652.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P32969
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo