


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rplp0 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Número do item: CM0029639



introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade contra RPLP0 humano (UniProt P05388). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada contra camundongo. Ideal para estudos de expressão de proteínas ribossomais e aplicações de controle de carregamento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPLP0 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6175
GeneID	6175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-317 da RPLP0 humana (NP_000993.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05388
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo