


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rplp0 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Número do item: CM0012851



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RPLP0 humano (proteína ribossômica ácida P0 da subunidade 60S). Adequado para Western blot, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de ribossomos e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPLP0 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Espécie	Humano
ID do Gene	6175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-317 do RPLP0 humano (NP_000993.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05388
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Envio	Gelo reciclável