


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rplp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05386

Número do item: CM0027420



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína P1 da subunidade grande do ribossomo (RPLP1). Validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Adequado para amostras de humano, camundongo, rato e peixe-zebra.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPLP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P1; LP1; RPP1; RPLP1
Espécie	Humano
GeneID	6176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-114 da RPLP1 humana (NP_000994.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Peixe-Zebra
SWISS	P05386
Peso Molecular da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo