


Anticorpo Policlonal Anti-Rplp2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05387

Número do item: CM0030622



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína ribossômica ácida 60S P2 humana (RPLP2). Validado para aplicações em IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em síntese proteica e ribossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPLP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6181
GeneID	6181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 da RPLP2 humana (NP_000995.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05387
Peso Proteico	12kDa
Envio	Em saco de gelo