

Anticorpo Policlonais Anti-Rpn1 Para Wb, Elisa - P04843

Número do item: CM0027459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a RPN1 (riboforina I) humana, uma subunidade do complexo oligosacariltransferase essencial para a N-glicosilação de proteínas. Adequado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humanos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	OST1; RBPH1; RPN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6184
ID do Gene	6184
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-280 da RPN1 humana (NP_002941.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04843
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo