

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpn1 Para Wb, Elisa - P04843

Número do item: CM0019892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPN1 (riboforina I) humana, uma subunidade do complexo de oligossacariltransferase, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de N-glicosilação e biologia do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RPN1; OST1; RBPH1; riboforina I
Espécie	Humana
GeneID	6184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-350 da RPN1 humana (NP_002941.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04843
Peso Proteico	68kDa
Envio	Bolsa de gelo