

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04843

Número do item: CM0015071



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPN1 humano (Riboforina I), uma subunidade de 69 kDa do complexo OST. Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de N-glicosilação e do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra RPN1
Observações/Apelido	OST1; RBPH1; RPN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-280 de RPN1 humano (NP_002941.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04843
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo