


Anticorpo Policlonal Anti-Rpn2 Para Wb, Elisa - P04844

Número do item: CM0029265



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RPN2 humano (riboforina II), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para investigar N-glicosilação e processamento de proteínas associado ao RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPN2 Coelho pAb
Observações/Apêndice	SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2
Espécie	Humano
GeneID	6185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-540 do RPN2 humano (NP_002942.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04844
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de Gelo