

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpp25L Para Wb, Elisa - Q8N5L8

Número do item: CM0025320

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPP25L humano (C9orf23), uma subunidade putativa de RNase P/MRP. Validado para Western Blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisas de núcleo/processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPP25L pAb de Coelho
Observações/Apelido	C9orf23; bA296L22.5; RPP25L
Espécie	Humano
GeneID (humano)	138716
GeneID	138716
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 do RPP25L humano (NP_680544.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8N5L8
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo