

Anti-Rpp30 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78346

Número do item: CM0024846



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RPP30 humano (subunidade p30 da RNase P), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. Útil para estudar o processamento de tRNA e rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPP30 Rabbit pAb
Observações/Alias	TSG15; RPP30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10556
GeneID	10556
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-268 do RPP30 humano (NP_006404.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78346
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo