

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpp38 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78345

Número do item: CM0023220



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à RPP38 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar complexos ribonuclease P/MRP, processamento de tRNA e rRNA, e biologia nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPP38 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPP38
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10557
ID do Gene	10557
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-110 da RPP38 humana (NP_892117.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78345
Peso Molecular da Proteína	32kDa
Transporte	Saco de gelo