


Anticorpo Policlonal Anti-Rpp40 Para Wb, Elisa - 075818

Número do item: CM0019835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RPP40 humana (subunidade p40 da RNase P). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de processamento de tRNA e nucléolo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPP40 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RNASEP1; bA428j1.3; RPP40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10799
GeneID	10799
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-210 da RPP40 humana (NP_001273061)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75818
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo