


Anticorpo Policlonal Anti-Rprd1A Para Wb, Elisa - Q96P16

Número do item: CM0023932



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RPRD1A humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Útil para estudar a regulação da transcrição e o controle do ciclo celular. Peso molecular ~36 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPRD1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	P15RS; HsT3101; RPRD1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55197
ID do Gene	55197
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96P16
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo