

Anticorpo Policlonal Anti-Rprd1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqg5

Número do item: CM0018554



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RPRD1B (CREPT, Kub5-Hera), adequado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade para humanos, camundongos e ratos. Envolvido na regulação transcricional e na tumorigênese, sendo ideal para pesquisas em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPRD1B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	K-H; CREPT; NET60; C20orf77; Kub5-Hera; dJ1057B20.2; RPRD1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-326 de rprd1b humano (Q9NQG5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NQG5
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo