


Anticorpo Policlonal Anti-Rps10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46783

Número do item: CM0029290



introdução

O anticorpo policlonal de coelho RPS10 detecta a proteína ribossomal 40S S10, um componente da subunidade pequena. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos de ribossomos e anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S10; DBA9; eS10; RPS10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do RPS10 humano (NP_001190174.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46783
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo