


Anticorpo Policlonal Anti-Rps10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46783

Número do item: CM0025862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS10 humano (proteína ribossomal 40S S10) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de função ribossomal, tradução e pesquisa sobre anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS10 Coelho pAb
Observações/Apelidos	S10; DBA9; eS10; RPS10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 da RPS10 humana (NP_001190174.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46783
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Saco de gelo